СкайБизнес

info@b2bsky.ru
www.b2bsky.ru

"ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности:	"ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регион	Новосибирская область
Телефон	(383) 325-41-45
ИНН	5405362512
ОГРН	1085405001252
ОКПО	84937663
ОКАТО	50401386000
Расшифровка ОКАТО	Центральный

Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
51	Группа	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
51.46	Основной	Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями

Реестр недобросовестных плательщиков

"ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Арбитражная практика

"ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ не принимает участия в судебных тяжбах.

Государственные контракты

Контракт № 0151300000312000072-0070368-01 опубликован 06.09.2012

Сумма	10000000 RUB
Заказчик	"Городская клиническая больница №1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме

Срок исполнения	01.12.2012

Финансирование

Источник	Средства бюджета
Уровень бюджета	местный бюджет

Предмет контракта

Код ОДКП	3311171
Наименование	Система для эндопротезирования тазобедренного сустава, цементная фиксация Набор для эндопротезирования тазобедренного сустава, цементная фиксация Ножка эндопротеза тазобедренного сустава, цементная, CoCr, стерильная, фирма OrthoSelect, Германия Головка эндопротеза тазобедренного сустава, CoCr, конус 12/14 мм, стерильная, фирма OrthoSelect, Германия Чашка эндопротеза тазобедренного сустава Мюллер, цементная, полнопрофильная, стерильная, UHMWPE, фирма OrthoSelect, Германия Костный цемент CEMIFIX 1 стандартной вязкости, стерильный, фирма TEKNIMED, Франция Требования к цементной ножке для первичного эндопротезирования тазобедренного сустава. · Ножка показана для первичного цементного эндопротезирования · Цементная ножка, со статистически проверенными результатами на периоде 30 лет · Цементная ножка устанавливается без дополнительных централизаторов · Ножка гомотетична, не имеет модульной шейки · Ножка фиксируется в канале по принципу "разделенной цементной мантии" · Цементная мантия располагается только по передней и задней поверхности ножки · Ножка протеза имеет непрерывный контакт с латеральной и медиальной стенками костномозгового канала · Вся поверхность ножки, за исключением конуса, структурированная "шелковистой" для улучшения адгезии костного цемента к материалу ножки протеза · Латеральная и медиальная поверхности ножки не имеет каких-либо выступов, углублений или борозд · На передней и задней поверхности ножки имеются продольные борозды на всю длину ножки, обеспечивающие большую площадь контакта цемент-металл. Продольные борозды занимают всю переднюю и заднюю площадь поверхности ножки · Посадочный конус для модульной головки 12/14 · Ножка не имеет "воротника" · Ножки в стандартной и латерализованной версиях · Интраоперационная замена стандартной ножки на латерализованную ножку такого же размера не приводит к изменению длины конечности · Количество

типоразмеров 11 для стандартной и 10 для латерализованной ножек из кобальт-хро--молибденового сплава · Ножка эндопротеза производится путем горячей ковки из кобальт-хро--молибденового сплава · Ножка поставляется в стерильном варианте Требования к модульной головке эндопротеза тазобедренного сустава из кобальт-хро--молибденового сплава · Головка производится в 3-х типоразмерах по диаметру · В каждом типоразмере по диаметру существуют 6 посадок по глубине от "S" до "XXXL", а для головок диаметром 22 мм 3 посадки по глубине от "S" до "L" · Головка подходит для всех типов ножек протезов с посадочным конусом 12/14 · Линейный износ в паре трения металл-полиэтилен 0.05 – 0.1 мм в год · Головка изготовлена из кобальт-хро--молибденового сплава путем горячей ковки · Головка поставляется в стерильном варианте Требования к цементной чашке для вертлужной впадины при первичном или ревизионном протезировании · Цементная чашка показана для цементного протезирования вертлужной впадины · Геометрия чашки позволяет использовать ее как самостоятельно, так и в паре с укрепляющим компонентом вертлужной впадины · Чашка производится в низкопрофильной и полнопрофильной версиях · Полнопрофильные и низкопрофильные чашки совместимы с модульными головками диаметром 28 и 32 мм. · Чашка имеет циркулярные цементные "карманы" · Чашка гомотетична без дополнительного вкладыша · Чашка имеет на себе рентгенконтрастный маркер в виде проволочного кольца, расположенного по периферии чашки · Количество типоразмеров 13 для низкопрофильных и 8 для полнопрофильных чашек · Чашка изготавливается из полиэтилена с ультравысоким молекулярным весом методом вытачивания с воздушным охлаждением · Чашка поставляется в стерильном

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ в ЕГРЮЛ были произведены 23.01.2008. Компания "ОСТЕОВИТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ зарегистрирована по

адресу 630091, г Новосибирск, ул Крылова, 31 и специализируется на Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 5405362512, ОГРН 1085405001252, ОКПО 84937663.